

INSTRUKSI KERJA

Disetujui	Tanggal	Hal.
P	01-12-2021	1/1
Dibuat	No. Dokumen	Revisi
Hi.	IK QR 27	00

Penentuan Persentase Beras Patah

A. Alat

Rice Grader

B. Cara Kerja

- 1. Pastikan alat tersambung ke arus listrik
- 2. Siapkan sampel beras sebanyak 100 gram
- 3. Lepaskan tabung dan masukkan sampel beras ke dalam tabung
- 4. Pasang kembali tabung ke alat
- 5. Klik Start dan tunggu sampai 2 menit
- 6. Klik Stop
- 7. Pisahkan beras patah lalu timbang dan hitung %beras patah
- 8. Standar %beras patah sesuai Permentan No.31 Tahun 2017 yaitu 25%
- 9. Catat pada FM QR 17/01 Pemeriksaan Kedatangan Raw Material