

 PT.CPI - FOOD DIVISION Plant Cikande 2	<b>INSTRUKSI KERJA</b>		Disetujui	Tanggal	Hal.
				30 - 01 - 2023	1/1
	<b>Penggunaan Brix Meter</b>		Dibuat	No. Dokumen	Revisi
				IK QR 34	00

1. Pastikan sample stage dalam kondisi bersih.
2. Ambil sampel air lalu tuang ke dalam sample stage.
3. Tekan tombol start hingga hasil yang terdeteksi adalah 0.0%
4. Jika hasil yang terdeteksi pada display brix ada selisih angka, ulangi verifikasi hingga hasil yang didapat ialah 0.0%
5. Masukkan sampel saus yang akan diukur.
6. Tekan tombol start dan catat hasil pengukuran yang tertera pada display brix meter.
7. Bilas sample stage dan keringkan brix meter menggunakan lap bersih.