

	Disetujui	Tanggal	Hal
INSTRUKSI KERJA	Pr.	20 - 03 - 24	1/1
	Dibuat	No. Dokumen	Revisi
PENGENCERAN ALKOHOL	f/s	IK QT 35	01

Pelaksana : Operator sortasi

Frekuensi : Selama proses sortasi berlangsung

Langkah Kerja	Pelaksaaan	Target		
1. Persiapan	1) Siapkan larutan alkohol 96%.	Peralatan dan		
	2) Gelas takar 1000 ml, 500 ml dan 50 ml	larutan siap		
	3) Air dengan standar air minum	digunakan.		
	4) <u>Botol semprot</u>			
2. Aktifitas	1) • Perhitungan pengenceran alkohol dari konsentrasi 96% menjadi 70% dengan dalam 1 liter alkohol :			
	$V_1 \times M_1 = V_2 \times M_2$			
	$V_1 \times 96\% = 1000 \text{ mL} \times 70\%$			
	$V_1 = (1000 \text{ mL} \times 70\%) \div 96\%$			
	$V_1 = 729,16 \text{ mL}$			
	<ol> <li>Siapkan larutan alkohol 96% sebanyak 729 ml menggunakan gelas takar 500 ml dan 50 ml</li> <li>Siapkan air dengan standar air minum sebanyak 271 ml</li> <li>Larutkan alkohol 96% dengan air berstandar air minum kedalam gelas takar 1000 ml</li> <li>Pastikan larutan sudah homogen</li> <li>Pindahkan larutan alkohol 70% kedalam botol semprot</li> </ol>			